

FICHE PRODUIT

Gants Nitrile Maxter Non Poudré Bleu - Boîte de 100

Référence : SOC-260222

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

GANT D'EXAMEN NITRILE MAXTER (boîte de 100)

Le **GANT D'EXAMEN NITRILE MAXTER (boîte de 100)** est un accessoire d'habillement utile aux professionnels de la santé souffrant d'allergie au latex.

Il est également priorisé lorsque la protection contre les agressions chimiques doit être plus élevée.

Le **GANT D'EXAMEN NITRILE MAXTER (boîte de 100)** permet de travailler avec minutie, protège, assure une manipulation aisée de petits instruments...

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-medicaux-en-nitrile/16061-gant-d-examen-nitrile-maxter-boite-de-200-taille-x-large.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 5/6 (extra small)	SOC-260222XS	
gant_taille - Taille 6/7 (small)	SOC-260222S	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	SOC-260222L	
gant_taille - Taille XL (extra large)	SOC-260222XL	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	SOC-260222M	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com