

FICHE PRODUIT

Ensemble d'aspiration murale

Référence : SOC-4381000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ensemble d'aspiration murale, composé par: Flacon 1,7 l en polycarbonate Support au mur EN pour flacon collecteurs 80 cm de tube d'aspiration PVC 6 x 8 mm Yankauer cannule et 2 m tube d'aspiration PVC 6 x 8 mm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16062-ensemble-d-aspiration-murale.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com