

FICHE PRODUIT


Glacière pour transport de sang

Référence : SOC-BJPXL15

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Glacière pour transport de sang

Modèle	BJPX-L15	BJPX-L33	BJPX-L55	BJPX-L65	BJPX-L85
Dimensions externes (mm)	405*310*308	530*325*340	640*395*395	620*485*375	640*520*375
Capacité	15L	33L	55L	65L	85L
Configuration standard	Réfrigérateur 1pc ; Glacière de stockage en cristal 400 ml; Thermomètre numérique 1pc (pas de fonction d'enregistrement)				
Quantité de contenance	6	12	12	15	12
Matériau d'isolation	PU				
En option	1 jeu d'enregistreur de température et d'humidité + 1 jeu d'imprimante				
Poids Brut	4kg	5.5kg	6.5kg	8.2kg	8.7kg
Dimensions emballées	450*330*330mm	550*340*360mm	650*410*410mm	640*505*390mm	660*540*395mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/glacieres/16063-glaciere-pour-transport-de-sang.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
glaciere_volume - 15 l	SOC-BJPXL15-a	
glaciere_volume - 33 l	SOC-BJPXL33	
glaciere_volume - 55 l	SOC-BJPXL55	
glaciere_volume - 65 l	SOC-BJPXL65	
glaciere_volume - 85 l	SOC-BJPXL85	
glaciere_volume - 20 l	SOC-BJPXL20	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com