


FICHE PRODUIT



Thermomètre de laboratoire avec Sonde métallique

Référence : SOC-KJJ2802

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Thermomètre digital de laboratoire avec Sonde métallique

Caractéristiques

Température:

-50/300°C

-58/572°F

Precision:

1°C/+F

Resolution:

0.1°C /°F

Mémoire de température maximale et minimale

Sonde en acier inoxydable de 150 mm, fixe

Batterie incluse

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

<Ø sonde : 4mm>

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/16070-thermometre-laboratoire-avec-sonde-metallique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com