

FICHE PRODUIT

Kit 4 Micropipettes - 0.5¹/₄l à 5ml

Référence : SOC-01022022

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit 4 Micropipettes - 0.5 μ l à 5ml

Description

4 micropipettes IVYX Scientific : 0,5-10 μ l, 10-100 μ l, 100-1 000 μ l, 1 000-5 000 μ l

Chaque micropipette est calibrée conformément à la norme ISO8655 et fournie avec un certificat de test individuel. Le contrôle qualité consiste en un test gravimétrique de chaque pipette avec de l'eau distillée à 22°C.

Facile à calibrer et à entretenir avec l'outil fourni.

Support de pipette robuste, peut contenir 6 micropipettes.

3 racks de 96 embouts stériles adaptés aux pipettes. Sans RNase ni DNase, stérilisé par rayonnement par faisceau d'électrons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette/16071-kit-4-micropipettes-0-5-l-a-5ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com