

FICHE PRODUIT

SAC DE SABLE 30 X 40 CM

Référence : SOC-753365

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le sac de sable médical SOCIMED est conçu pour assurer une stabilisation optimale du patient lors d'examens radiologiques, de procédures chirurgicales ou d'actes de rééducation.

Fabriqué à partir de matériaux souples, résistants et facilement nettoyables, il permet un positionnement précis sans créer de gêne ni de points de pression.

Disponible en différentes tailles et poids, le sac de sable s'adapte à toutes les situations cliniques, que ce soit pour l'immobilisation d'un membre, le maintien d'un champ opératoire ou la fixation d'accessoires médicaux.

Son enveloppe en PVC étanche garantit une excellente longévité et une hygiène parfaite, même en usage intensif hospitalier.

Caractéristiques principales :

Matériau : PVC médical étanche, facile à désinfecter

Garnissage : sable calibré, densité uniforme

Fonction : stabilisation, immobilisation, positionnement du patient

Domaines d'utilisation : radiologie, bloc opératoire, physiothérapie, soins intensifs

Fabrication conforme aux normes hospitalières CE

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Le sac de sable SOCIMED est un accessoire indispensable pour améliorer la sécurité et le confort du patient tout en facilitant le travail du personnel médical.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/16072-sacde-sable-30-x-40-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com