

FICHE PRODUIT



Fauteuil pour don de sang

Référence : SOC-U0944

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fauteuil pour don de sang

- dossier à commande électrique contrôlée à distance, Section de la jambe et réglage de la hauteur.
- Commandes de moteur Linak
- avec pôle IV, plateau
- Taille réglable
- Taille: 1880L x 920W x 1350h-1640mm
- Section arrière: -10 ° --- 80 °
- Section de la jambe: 10 ° - -80 °
- Angle de segment de siège: 0 ° - -30 °
- Trendelenburg / Reverse Trendelenburg: 12 °

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/16074-fauteuil-pour-don-de-sang.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com