

FICHE PRODUIT

Sonde endovaginale pour échographe HY5511

Référence : SOC-SEHY5511

Points forts

- délais : 48 heures
- Champ d'application : Pour échographie Gynéco-Obstétrique

Description du produit

Sonde endovaginale pour échographe HY5511

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-echographe/16075-sonde-endovaginale-pour-echographe-hy5511.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Champ d'application	Pour échographie Gynéco-Obstétrique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com