

FICHE PRODUIT



Holter tensionnel MAPA SUNTECH Oscar 2 M250 avec logiciel

Référence : SOC-HT230220

Points forts

- délais : 48 heures
- Méthodes de mesure : Oscillométrie
- Alimentation du Holter : Batterie et piles

Description du produit

Holter tensionnel MAPA SUNTECH Oscar 2 M250 avec logiciel a Jusqu'à 48h d'enregistrement

Livrée avec :

- Oscar2 M250
- Logiciel d'analyse et d'édition Accuwin Pro 4.0
- Brassard ORBIT Adulte 26-34cm
- Brassard ORBIT Adulte + 32-44cm
- Câble de connexion USB
- Housse de protection, Ceinture et bandoulière

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiologie-et-holter-ecg/16076-holter-tensionnel-mapa-suntech-oscar-2-m250-avec-logiciel.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Méthodes de mesure	Oscillométrie
Alimentation du Holter	Batterie et piles

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com