


FICHE PRODUIT

BRANCARD PLIABLE 4 PLI, Modèle PKC-1A8

Référence : SOC-PKC-1A8

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

BRANCARD PLIABLE 4 PLI, Modèle PKC-1A8

Type: Civière d'ambulance

Spécifications :

Cadre en alliage d'aluminium anodisé léger, facile à nettoyer.

Dessus en tissu lavable, imperméable et antifongique avec ceintures de sécurité.

Taille dépliée (LxIxH) : 215 x 55 x 14 cm.

Dimensions plié (LxIxH) : 56 x 22 x 20 cm.

Poids propre : 8 kg, charge portante : 159 kg.

Livré avec sac de transport

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/16077-brancard-pliable-4-pli-modele-pkc-1a8.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com