

FICHE PRODUIT



CONCENTRATEUR D'OXYGENE Modèle HG15, 15L/min

Référence : SOC-HG150096

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CONCENTRATEUR D'OXYGEN Modèle HG15, 15L/min

CONFIGURATION STANDARD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

<i>Items</i>	<i>Paramètres</i>
Désignation	Concentrateur d'oxygène modèle HG15
Débit	0 - 15L/min (ajustable)
Pureté	93±3%
Alimentation	1050 W
Tension d'alimentation	220 V / 60 Hz
Pression de sortie	0.08 Mpa
Niveau de bruit	≤56dB
Dimensions (LxIxH)	750 x 440 x 725 mm
Poids net	75 Kg
Poids brut (avec emballage carton)	96 Kg
Dimensions emballé	870 x 520 x 750 mm
Classification	IP21

CONCENTRATEUR D'OXYGENE Modèle HG15, 15L/min

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/16078-concentrateur-d-oxygene-modele-hg15-15l-min.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com