

FICHE PRODUIT

Matelas à bulles avec compresseur d'air

Référence : SOC-28566

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pour le traitement et la prévention des escarres de stade I dans les thérapies de courte durée et à domicile. Matelas en PVC composé de 130 cellules de 7 cm particulièrement confortables.

Peut être fixé au lit grâce à ses revers situés sur les côtés supérieur et inférieur. Résiste jusqu'à -30°. Longueur revers: 50+50 cm (supérieur et inférieur).

• COMPRESSEUR

Compresseur extrêmement silencieux pour un réglage optimal de la pression grâce au bouton situé sur le panneau antérieur.

Il peut être fixé à n'importe quel lit d'hôpital grâce à deux crochets.

À utiliser avec les matelas à bulle ou à pression alternée.

Spécifications techniques :

MATELAS À BULLES:

- Dimensions totales: 200 x 90 x 7 cm
- Hauteur éléments: 7 cm (2,7")
- Matériau: PVC
- Épaisseur: 0,32 mm
- Nb d'éléments: 130
- Pour patients jusqu'à: 135 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

COMPRESSEUR:

- Dimensions: 25 x 12 x h 10 cm
- Tension: 220 V, 50 Hz
- Pression de service: 40-100 mmHg
- Débit d'air: 6-7 liter/min
- Durée cycle: 6 min
- Boîte en plastique: Taiwan chimei ABS
- TUV-CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/mobilier-chambre-patient/16081-matelas-a-bulles-avec-compresseur-d-air.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com