

FICHE PRODUIT



Braun Thermomètre Auriculaire ThermoScan 7

Référence : SOC-100322

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Braun Thermomètre Auriculaire ThermoScan 7

Caractéristiques:

- 7 Âge Précision,
- Silencieux,
- Affichage de Température à Code Couleur,
- Fièvre,
- Hygiénique,
- Rapide,
- Précision Clinique,
- Facile à Utiliser,
- Bébé, IRT6520

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/16082-braun-thermometre-auriculaire-thermoscan-7.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com