

FICHE PRODUIT

Film laser Carestream DRYVIEW DVM+ mammographie 125 feuilles

Référence : SOC-82715

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Film laser Carestream DRYVIEW DVM+ mammographie 125 feuilles

Film numérique Carestream DVM+ spécifique aux applications en mammographie. Disponible en 3 tailles, il convient aux reprographes laser DRYVIEW 8900, 6800, 6850, 5950, 6950 qui sont équipés d'un kit optimisé pour la mammographie. Les films DVM+ Carestream assurent une qualité d'image supérieure avec un bruit réduit et une meilleure uniformité de la densité dans l'émulsion.

La technologie unique des barquettes Carestream permet de charger les cartouches de film à la lumière du jour. Le mécanisme interne du reprographe referme l'opercule de la barquette avant l'ouverture du compartiment même si elle a déjà été utilisée.

La densité maximale élevée de ces films garantit un rendu précis et un excellent contraste qui dure dans le temps.

- DMAX (densités maximales) 4,0 avec les films DVM+,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- film laser sans chimie,
- proposé en barquettes de 125 films,
- détection automatique de la taille des barquettes.

Les films de mammographie laser DRYVIEW intègrent la technologie AIQC qui ajoute un contrôle poussé de la qualité des clichés.

Les films DRYVIEW pour mammographe sont proposés en 3 formats :

-20 x 25 cm,

-25 x 30 cm,

-28 x 35 cm.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/film-kodak-min-r-2000/16088-film-laser-carestream-dryview-dvm-mammographie-125-feuilles.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
dimensions_film_radiographie - 20 x 25 cm	SOC-82715A	
dimensions_film_radiographie - 25 x 30 cm	SOC-89763	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com