

FICHE PRODUIT



Seringue injecteur 200 cc

Référence : SOC-28428

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Seringue injecteur 200 cc

Volume de remplissage : 200 ml

Volume résiduel : 3,0 ml

Unité d'emballage : 50 pièces/carton incl. autocollant pour marquer le début et la fin des 8 heures -
1 200 pièces/palette

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-terumo/16091-seringue-injecteur-200-cc.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com