

FICHE PRODUIT

Maillet de doyen à une tête 21 cm, 200grs

Référence : SOC-601521

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **Maillet de Doyen à une tête - 21 cm** est un instrument indispensable en chirurgie et en anatomie pour réaliser des percussions contrôlées sans traumatisme excessif. Fabriqué en acier inoxydable médical de haute qualité, il garantit durabilité, stabilité et résistance aux procédés de stérilisation intensifs.

Sa **simple tête** assure une transmission uniforme de l'impact, idéale pour les manipulations délicates, le dégagement tissulaire ou certaines procédures orthopédiques. Sa **longueur de 21 cm** offre une prise en main confortable et sécurisée, permettant une excellente précision des mouvements.

Ce maillet est compatible avec toutes les procédures de stérilisation standard (autoclave). Il se distingue par sa finition soignée et sa robustesse, permettant une utilisation répétée dans les blocs opératoires, cabinets médicaux ou laboratoires.

Caractéristiques principales

- Instrument de chirurgie : Maillet de Doyen simple tête
- Longueur : **21 cm**
- Matériau : **Acier inoxydable médical**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Haute résistance à la corrosion
- Stérilisable en autoclave
- Prise en main ergonomique
- Impact précis et contrôlé
- Usage : chirurgie, dissection, orthopédie, anatomie

Applications

- Manipulation et percussion des tissus
- Procédures de dissection
- Orthopédie légère
- Utilisation en hôpital, clinique, laboratoire ou université médicale

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/marteaux-de-percussion-medicaux/16098-maillet-de-doyen-simple-tete-21-cm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com