

FICHE PRODUIT

Pince De Bakey clamp pour coarctation 22cm, coudée à 20°

Référence : SOC-IP19522

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Pince De Bakey, clamp pour coarctation, 22cm, coudée à 20°

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instrumets/16099-pince-de-bakey-clamp-pour-coarctation-22cm-coudee-a-20.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com