

FICHE PRODUIT



système de générateur d'oxygéné modèle JAY-60

Référence : SOC-NM3/H-1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

système de générateur d'oxygéné modèle JAY-60

Modèle : JAY-60

Débit : 1-60L

Pression de sortie : 0,14 MPa

Concentration en oxygène : 93 % (± 3 %)

Bruit ≤ 60 dB

Consommation d'énergie ≤ 3300 W

Alarme : alarme de panne de courant, haute/basse

alarme de pression, manque d'oxygène

alarme de concentration

Poids : 245KGS

Taille : 760x540x1960mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/16111-systeme-de-generation-d-oxygene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com