

FICHE PRODUIT

Réservoir Tampon pour générateur d'oxygéné

Référence : Soc-NM3/H

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réservoir Tampon pour générateur d'oxygéné

Volume : 1000L

Diamètre (mm): 900

Hauteur(mm): 1950

Épaisseur de paroi (mm): 3

MAX. Pression(Mpa):0.14

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/16113-reservoir-tampon-pour-generateur-d-oxygene.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com