

FICHE PRODUIT



Echographe-Doppler Couleur Ultra- portatif Modèle Linéaire L6C

Référence : SOC-EPL6C

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description

- Petite taille et compacte, facile à transporter
- Peut tenir dans la main
- Sonde sans fil, travailler librement
- Conception étanche, pratique pour la stérilisation
- Diagnostic à distance et transmission des images

Champ d'application des sondes

Sonde linéaire :

- Artères carotides et vertébrales
- Artères des membres supérieurs
- Veine des membres supérieurs
- Fistules artérioveineuses (dialyse)
- Vaisseaux génitaux masculins
- Artères des membres inférieurs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Veine des membres inférieurs
- Vaisseaux superficiels
- Vaisseaux du cou, thyroïde
- Vaisseaux des membres, muscles, tendons
- Tissus superficiels, sein, testicules

Série linéaire: balayage linéaire électronique

- De telles sondes sont utilisées lorsque l'accès aux organes examinés n'est pas restreint par des obstacles acoustiques.
- Organes superficiels, vaisseaux du cou, artères et veines périphériques, tissus superficiels (muscles, tendons, thyroïde, seins...)

Caractéristiques**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Référence	SOC-EPL6C
Élément	192
Fréquence	7.5 MHz / 10 MHz
Mode de balayage	Électronique
Type et largeur de balayage	Linéaire, 40 mm en largeur
Profondeur de balayage	20/40/60/100 mm
Mode d'affichage	B, B/W, couleur, PW, PDI
Réglage d'image	Gain, mise au point, harmoniques, réduction de bruit
Mesure	Distance, zone, circonférence...
Autonomie	3h - 5h
Mode de rechargement	Rechargement sans fil
Dimension	156 x 60 x 20 mm
Poids	200 g
Connectivité	Connexion au téléphone/tablette par Wi-Fi interne
Type de Wi-Fi	5 G
Système de travail	Apple iOS, Android, Windows
Certificat	CE/FDA/CFDA/ISO
Garantie constructeur	18 mois

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-portable/16115-echographe-doppler-a-couleur-ultra-portatif-modele-lineaire-l6c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com