

FICHE PRODUIT

Lampe d'operation mobile à LED avec batterie modèle 700ELED

Référence : SOC-700ELED

Points forts

- délais : 1 semaine
- Garantie : 1

Description du produit

Le système optique à réflexion totale est fabriqué par la technologie CAD/CAM, sa profondeur d'éclairage est jusqu'à 1300 mm ; en utilisant la technologie de compensation de la température de couleur, la réversion des couleurs est augmentée et convient mieux à l'éclairage de la chirurgie complexe telle que la chirurgie de l'encéphale et la chirurgie du thorax.

Le panneau en PC allemand (plastique anti-balle) par moulage par injection rend la lumière plus douce et plus fiable.

La conception universelle à 360 ° peut satisfaire les différentes hauteurs et angles nécessaires à l'opération.

Données techniques

Éclairément : $\geq 140\,000$ lux

Température de couleur: $3800 \pm 500K$, $4400 \pm 500K$, $5000 \pm 500K$

Indice de réduction de couleur (Ra): 95

Profondeur d'éclairément : $\geq 1300mm$

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Éclairement énergétique total : 450 W/m²

Taille du champ lumineux : 160 ~ 280 mm

Ampoule LED : 3,3 mW/m²lx

Durée de vie de l'illuminant : 50 000 h

Tension d'alimentation : AC110-240v, 50/60Hz

Réglage de la luminosité : réglage automatique de la lumière continue en 8 étapes

Consommation électrique totale : 80 W

Quantité totale d'ampoules LED : 108 pièces (18 x 6).

Temps : 7 heures

DIMENSION:76x53x38cm

GW:44kg NW:37kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-ledmobile/16116-lampe-d-operation-mobile-a-led-avec-batterie-modele-700eled.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	1 semaine
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com