

FICHE PRODUIT



compresseur d'oxygéné à haute pression Model JAY-3.6

Référence : SOC-JAY3.6

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

compresseur d'oxygéné a haute pression Model JAY-3.6

Modèle : JAY-3.6/1.4-150

Pression d'entrée (Mpa):0.14Mpa

Pression de sortie : (Mpa) : 15 Mpa

Puissance d'essieu : ≤ 5100

Puissance du moteur W : ≤ 7500

Tension : Triphasé

Manière de refroidissement: refroidissement par air

Dimensions : 1250*920*850 (mm)

Poids net (Kg):390kgs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/16117-compresseur-d-oxygene-a-haute-pression-model-jay-3-6.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com