

FICHE PRODUIT



Echographe-Doppler Couleur Ultra- portatif Modèle Convexe C6C

Référence : SOC-EPC6C

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description

- Petite taille et compacte, facile à transporter
- Peut tenir dans la main
- Sonde sans fil, travailler librement
- Conception étanche, pratique pour la stérilisation
- Diagnostic à distance et transmission des images

Champ d'application des sondes

Sonde convexe

- Aorte, art. de l'appareil digestif
- Artères rénales
- Circulation hépatique
- Foie, rate, reins, obstétrique
- Vaisseaux de l'abdomen

Série convexe: balayage convexe électronique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Ce type de sonde est utilisé lorsque les fenêtres acoustiques disponibles sont relativement larges.
- Nous souhaitons disposer d'un champ d'analyse plus large et plus en profondeur.
- Exploration d'abdomen et obstétrique.

Caractéristiques

Référence	SOC-EPC6C
Élément	192
Fréquence	3.5 MHz / 5 MHz
Mode de balayage	Électronique
Type et largeur de balayage	Convexe, R60 mm et 60°
Profondeur de balayage	90/160/220/305 mm
Mode d'affichage	B, B/W, couleur, PW, PDI
Réglage d'image	Gain, mise au point, harmoniques, réduction de bruit
Mesure	Distance, zone, circonférence...
Autonomie	3h - 5h
Mode de rechargement	Rechargement sans fil
Dimension	156 x 80 x 20 mm
Poids	200 g
Connectivité	Connexion au téléphone/tablette par Wi-Fi interne
Type de Wi-Fi	5 G
Système de travail	Apple iOS, Android, Windows
Certificat	CE/FDA/CFDA/ISO
Garantie constructeur	18 mois

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-portable/16118-echographe-doppler-a-couleur-ultra-portatif-modele-convexe-c6c.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com