

FICHE PRODUIT



Générateur d'Oxygène 1 à 10 lpm haute pression (0.14 à 0.4 Mpa) pour appareils d'anesthésie ou respirateurs

Référence : SOC- JAY1040

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

concentrateur d'oxygène à haute pression modèle JAY-10-4.0

Fonctionnalités

- *compresseur thomas
- * adsorption à trois tours à haute efficacité
- *manomètre sur site ajusté de manière flexible si nécessaire
- * petit et compact facile à déplacer pour toute urgence
- *déshydrateur automatique/sécheur d'air réfrigéré

APPLICATION.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Connecté avec un ventilateur et une machine d'anesthésie à l'USI
- * Connecté avec un ventilateur et un appareil d'anesthésie dans la salle d'opération
- *Connecté à une chambre à oxygène hyperbare
- *pour les hôpitaux de 50 à 100 lits

Modelé	YAY-10-4.0	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	<1250w	
Débit OXYGENE	1-10L	ALARME	Alarme de chute de puissance, alarme haute/basse pression, faible teneur en oxygène	
Pression de sortie	20-60Pal (0-14.04Mpa)	POIDS NET	90kg	
Concentration en oxygène	93%(+3%)			
Niveau sonore	<50dB	DIMENSION	910*450*720mm	

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/16121-concentrateur-d-oxygene-a-haute-pression-modele-jay-10-4-0.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com