

FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical électrique Modèle ESF5-100

Référence : SOC-ESF5100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Aspirateur chirurgical électrique Modèle ESF5-100

Description

Aspirateur mobile à usage professionnel avec moteur puissant à double piston.

Boîtier en ABS antichoc.

Équipé avec quatre roulettes, dont 2 avec freins.

Vide maximum 750 mm/Hg.

Manomètre de contrôle de vide.

Régulateur de dépression.

Deux bocal 2 lt. en Makrolon, autoclavables.

Chaque bocal est équipé d'une double valve de sécurité.

Fonctionnement autonome de chaque bocal.

Filtre usage unique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- Puissance d'aspiration : 100 lt. /min.
- Aspiration maximum: 750 mm/hg.
- Puissance absorbée: 270 VA
- Deux fusibles de sûreté.
- Alimentation: 230V - 50/60 Hz
- Dimensions: 480x460x420(H) mm
- Poids: 18,0 kg

Accessoires optionnels

- Pédale pneumatique

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-90-lpm/16127-aspirateur-chirurgical-electrique-modele-esf5-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com