

FICHE PRODUIT



Multi portoirs polyvalents combinés carrés

Référence : SOC-WH1052

Description du produit

Caractéristiques techniques

Il est fabriqué en polypropylène, autoclavables à 121°C

Numérotation alphanumérique

Coloris : assortiment de 5 couleurs (naturel, bleu, vert, rose et jaune)

Dimensions : 108 x 113 x h113 mm

Capacités par module

Face 1 : 4 tubes 50 ml (type Falcon®)

Face 2 : 10 tubes de 15 ml (type Falcon®)

Face 3 : 12 tubes Ø 12 x h75/100 mm

Face 4 : 16 microtubes 1,5 / 2,0 ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/portoirs-en-polypropylene/16129-multi-portoirs-polyvalents-combines-carres.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com