

FICHE PRODUIT

INCUBATEURS NUVE EN 055

Référence : SOC-EN055

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'autoclave : Autoclave Vertical
- Type de porte : Porte simple / une porte

Description du produit

INCUBATEURS NUVE EN 055

- **Plage de température:** Ambiante +5°C / 99,9°C
- Système de chauffage à enveloppe d'air pour des températures très précises et constantes
- Répartition très homogène de la température par convection naturelle de l'air: turbulence minimale et pas de contamination croisée
- Triple isolation composée de laine de verre, couche d'aluminium et d'une lame d'air pour un rendement élevé
- Chambre en acier inoxydable ayant des surfaces lisses pour un nettoyage et une décontamination faciles
- Porte intérieure en verre sans cadre pour l'observation des échantillons sans aucune baisse de température
- Système de contrôle par microprocesseur PID programmable N-Prime™ fiable et précis
- Panneau de commande comprenant de grands écrans LED lumineux pour la température et l'heure

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Programmation facile avec un bouton, il suffit de tourner et d'appuyer
- Menu protégé par mot de passe pour sécuriser l'opération
- Limites d'alarme programmables
- Fonction de démarrage différé programmable
- Enregistrement des données sur une clé mémoire via un port USB jusqu'à 125 jours
- Thermostat de sécurité indépendant réglable qui prend le contrôle en cas de panne
- Connexion Wi-Fi en option pour N-Mobile™
- Système de contrôle N-Smart™ en option

Caractéristiques techniques de l'incubateur EN 055

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Plage de température	Ambiante +5°C à 99,9°C	
Sonde de température	Fe-Const	
Système de contrôle	N-Prime [™] Microprocesseur programmable	
Affichage	LED pour la température et l'heure	
Précision de régulation et sensibilité de lecture	0,1°C	
Variation de température à 37°C *	≤ ±0,5°C	
Fluctuation de température à 37°C *	±0,1°C	
Limites d'alarme programmables	±0,5°C à 5°C	
Minuteur	1 minute - 99,9 heure + position de maintien	
Minuterie de démarrage différé	1 minute - 99,9 heures	
Intervalle de temps d'enregistrement sur la mémoire externe	10 ou 30 secondes - 1 - 5 - 30 ou 60 minutes	
Volume utile en litres	55	
Nombre d'étagères (standard / max)	2 / 7	
Matériel int.	Acier inoxydable	
Matériel ext.	Tôle d'acier enduite de poudre électrostatique	
Puissance (W)	350	
Source de courant	230 V, 50/60 Hz	
Dimension int. (LxPxH) mm	420x370x365	
Dimension ext. (LxPxH) mm	645x560x710	
Dimension d'emballage (LxPxH) mm	720x650x930	
Poids net / emballé (kg)	46 / 49	

OPTION MONTÉE EN USINE

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

EN XXX WF	Connexion Wi-Fi pour N-Mobile™
------------------	---------------------------------------

ACCESSOIRES

R 01 127	Étagère type grille en acier pour EN 055
K 23 048	Shelf carrier for EN 055

OPTIONS POUR EN 055N et EN 120N

A 08 191	AlerText™ Module d'alarme GSM
A 08 195	NuveCloser™ Logiciel pour PC avec câble RS232 de 3 m

Remarque: il faut commander 2 supports étagères pour chaque étagère

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/16131-incubateurs-nuve-en-055.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'autoclave	Autoclave Vertical
Type de porte	Porte simple / une porte

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com