

FICHE PRODUIT



Bleu de méthylène phénique -1000ml

Référence : SOC-270622

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bleu de méthylène phénique -1000ml

Bleu de méthylène phénique -1000ml

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/colorants-et-reactifs-de-laboratoire/16132-bleu-de-methylene-phenique-1000ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com