

FICHE PRODUIT

Microscope biologique binoculaire 40X-1000X, modèle BM1000 LED

Référence : SOC-BM1000

Description du produit

Microscope biologique binoculaire 40X-1000X, modèle BM1000 LED

Le microscope biologique BM1000 est utilisé pour le microscope spécial biologique et médical pour les établissements de santé, les laboratoires, les instituts de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et d'autres unités pour la biologie, la pathologie, les examens médicaux de routine.

Principales caractéristiques du Microscope biologique binoculaire de BM1000 LED:

- Système optique Infinity universel, système optique enduit Anti-champignon.
- Tête binoculaire Seidentopf.
- Objectif achromatique Plan infini, Magnification totale: 40X-1000X.
- Boîte en bois et repose-cordon.
- Lampe à LED pour la lumière blanche, durée de vie minimum 20,000 heures.
- Alimentation universelle 100-240 V, 50/60Hz.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Paramètres techniques du Microscope biologique BM1000:

Modèle:	BM1000
Système optique:	Système optique infini universel, système optique enduit Anti-champignon.
Tête d'observation:	Tube binoculaire Seidentopf incliné à 30 °, 360°rotatif, ajustement de Distance inter pupillaire 48 à 75mm, Diamètre du Tube 23.2mm, avec anneau de réglage dioptrique ± 5 Dio.
Oculaire:	Champ large 10X (F.N. 18mm)
Nez:	Nez de roulement à billes Quadruple avec arrêts de clic positifs
Objectif:	Objectif du Plan Achromat (antifongique)-04 Nos: 4X/N.A. : 0.10 10X/N.A. : 0.25 40X/N.A. : 0.65 Xoil 100/N.A. : 1.25
Condenseur:	Condenseur d'abbe O.N. 1.25 champ lumineux
Système de mise au point:	Réglage Coaxial grossier et fin, Division Fine 0.002mm, Course grossière 37.7mm par Rotation, Course Fine 0.2mm par Rotation, plage mobile 20mm
Scène:	Scène fixe mécanique à Double couche avec verrouillage de mise au point, taille 132X142mm Plage de déplacement 75X40mm
Éclairage:	3 watts. Lampe d'éclairage LED pour lumière blanche. Durée de vie minimum 20,000 heures.
Alimentation:	Tension évaluée: c.a. 100-240 V, 50/60Hz

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/16133-microscope-biologique-binoculaire-40x-1000x-modele-bm1000-led.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com