

FICHE PRODUIT

Détecteur de veine infrarouge portable, modèle ZY725

Référence : SOC-ZY725

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Détecteur de veine infrarouge portable, modèle ZY725

Le détecteur de veine est un instrument spécial pour évaluer les vaisseaux sanguins par ponction faciale.

Avec 12 sources de lumière LED infrarouges, il peut afficher directement les vaisseaux sanguins superficiels sous la peau.

Conception circulaire, fenêtre d'observation optimisée, le support peut s'ajuster à 360 degrés.

Avec une transmission élevée et une grande uniformité de la plaque uniforme, elle peut clairement vous aider à observer les vaisseaux sanguins superficiels du visage, du nez et du coude.

La conception du module de la LED à longueur d'onde spécifique avec une durée de vie de 100 000 heures et une commande de circuit à courant constant tirent le meilleur parti de l'efficacité énergétique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-diagnostic-divers/16136-detecteur-de-veine-infrarouge-portable-modele-zy725.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com