

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène avec batterie

Référence : SOC-JAY1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **concentrateur d'oxygène JAY-1** est un dispositif médical conçu pour fournir un apport continu en oxygène aux patients nécessitant une oxygénothérapie légère à modérée. Grâce à sa technologie de concentration d'oxygène, il capte l'air ambiant et délivre un flux d'oxygène stable et de haute pureté, sans recours à des bouteilles.

Ce modèle est particulièrement adapté à une utilisation à domicile ou en structure médicale. Il combine fiabilité, simplicité d'utilisation et performance, offrant une solution efficace pour améliorer le confort respiratoire au quotidien.

Performance stable

Le concentrateur d'oxygène JAY-1 assure une production continue d'oxygène avec un débit adapté aux besoins courants en oxygénothérapie. Il garantit une concentration en oxygène constante.

Utilisation simple

Conçu pour être accessible à tous, cet appareil dispose d'une interface intuitive permettant une prise en main rapide, aussi bien par les professionnels de santé que par les particuliers.

Confort au quotidien

Son fonctionnement silencieux permet une utilisation prolongée sans gêne, y compris pendant la

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

nuit. Il est adapté à un usage continu en toute sécurité.

Applications

- Oxygénothérapie à domicile
- Usage en cabinet médical
- Traitement des pathologies respiratoires chroniques
- Assistance respiratoire quotidienne

Avantages clés

- Débit stable d'oxygène
- Haute pureté
- Fonctionnement continu
- Utilisation simple
- Appareil fiable et durable

Disponible sur SOCIMED, le concentrateur d'oxygène JAY-1 est une solution efficace pour répondre aux besoins en oxygénothérapie quotidienne.

Le concentrateur d'oxygène portable JAY-1, 1-5 L/min adopte l'adsorption modulée de pression (PSA) physiques de la technologie pour produire de l'Oxygène donc est sûr et économique pour l'utilisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	JAY-1
Taux de débit	1-5LPM
Pression de sortie	0,04-0.07Mpa
Consommation électrique	≤85W
Alimentation	AC220V(±10 %), 50/60 Hz (±1 Hz) ; AC110V (±10%), 50/60 Hz (±1 Hz)
Alarme	Alarme de défaillance d'alimentation
Poids net	6KG
Taille	350x190x320mm
En option	Adaptateur de voiture DC12V(1PC) , Batterie au Lithium(1 PC), chargeur de batterie(1PC) , sac chariot &(1PC)

Découvrez notre large gamme de concentrateur d'oxygène médical

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/16139-concentrateur-d-oxygene-modele-jay-1.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com