

FICHE PRODUIT



Gants d'examens en latex stériles stérile safeskin critical

Référence : KCP-GLSPNP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Gants SAFESKIN CRITICAL, par paire non poudrés (- de 350 particules 0,05 µm/cm²)

- * Gants latex épais;
- * Finition : Intérieure : lisse et Extérieure : texturée
- * Longueur de la manchette : 280 mm;
- * Epaisseur de la paume: 0,2 mm;
- * Stériles par irradiation;
- * Conformes aux normes EN 374 2,3 - EN 388;
- * Compatibles classe 100;
- * Condition minimum de vente : carton de 200 paires.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/gants-en-latex-usage-unique/1614-gants-safeskin-critical-petit-6.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
gant_taille - Taille 6/7 (small)	KCP-GLSPNP0	
gant_taille - Taille 7/8 (medium)	KCP-GLSPNP1	
gant_taille - Taille 8/9 (large)	KCP-GLSPNP2	
gant_taille - Taille XL (extra large)	KCP-GLSPNP3	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com