

FICHE PRODUIT

Concentrateur d'oxygène portable avec batterie 5LPM

Référence : SOC-JAY1A

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **concentrateur d'oxygène portable JAY-1A** est un dispositif médical conçu pour offrir une oxygénothérapie efficace tout en garantissant une grande liberté de mouvement. Léger, compact et facile à transporter, il permet aux patients de maintenir leur traitement respiratoire sans contrainte, aussi bien à domicile qu'en déplacement.

Grâce à sa technologie avancée, ce concentrateur d'oxygène extrait l'oxygène de l'air ambiant pour fournir un apport continu, sans nécessiter de bouteilles d'oxygène. Il constitue ainsi une solution pratique, économique et sécurisée pour un usage quotidien.

Mobilité et autonomie

Le modèle JAY-1A est spécialement conçu pour les utilisateurs actifs. Sa taille compacte et son poids réduit facilitent le transport, permettant une utilisation en extérieur, en voyage ou lors des déplacements quotidiens.

Performance adaptée à un usage quotidien

Ce concentrateur d'oxygène portable délivre un débit adapté aux besoins légers à modérés en oxygénothérapie, tout en garantissant une bonne pureté d'oxygène.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Confort d'utilisation

Son fonctionnement silencieux et sa simplicité d'utilisation en font un appareil idéal pour une utilisation prolongée, sans gêne pour l'utilisateur.

Applications

- Oxygénothérapie à domicile
- Utilisation en déplacement
- Assistance respiratoire quotidienne
- Patients actifs nécessitant de la mobilité

Avantages clés

- Format portable et léger
- Facile à transporter
- Fonctionnement silencieux
- Utilisation simple
- Solution économique sans bouteilles

Disponible sur SOCIMED, le concentrateur d'oxygène portable JAY-1A est la solution idéale pour concilier traitement respiratoire et liberté de mouvement.

Concentrateur d'oxygéné portable modèle JAY-1A

APPLICATION :

C'est le meilleur choix pour les patients hypoxiques lorsqu'ils sortent pour des activités, des voyages ou des urgences.

C'est aussi un parfait compagnon de travail et de déplacement sur les plateaux au-dessus de 2000 mètres.

SPECIFICATION

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	JAY-1A
Débit d'oxygène	Délivrance d'une dose pulsée cinq réglages de débit : 1-5
Concentration en oxygène	93% ($\pm 3\%$)
Poids net avec batterie	1.98 kg.
Dimension	7.21 x 3.39 x 7.84 cm
Batterie	Batterie unique jusqu'à 4 heures sur le réglage de débit 1

Découvrez notre large gamme de concentrateur d'oxygène médical

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/concentrateur-d-oxygene/16140-concentrateur-d-oxygene-portable-modele-jay-1a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com