

FICHE PRODUIT



Armoire réfrigérée médical (Réfrigérateur) Fiocchetti, modèle MEDIKA 170 ECT-F TOUCH avec 3 clayettes

Référence : SOC-F26083

Points forts

- Système d'alimentation du réfrigérateur : Electricité

Description du produit

Caractéristiques techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Echelle de température	+2 / +15 °C
Capacité	179 litres (6,33 cu ft)
Dimensions externes (L x D x H)	60 x 65,5 x 128,5 cm
Structure et Isolation	acier pré laqué aseptisé à activité bactériostatique, couleur blanche in/out (matériau anticorrosion), ou acier inoxydable 18/10 AISI 304 à l'intérieur et acier pré laqué aseptisé couleur blanche à l'extérieur ; isolation polyuréthane épaisseur 70 mm à l'arrière, 50 sur les côtés
Porte	Nr 1 porte vitrée avec triple vitrage
Piètement	roulettes
Lumière	Type LED avec luminosité réglable
Aménagements intérieurs suggérés	3 étagères
Contrôleur	ECT-F TOUCH
Alarmes	Acoustique et visuel pour les écarts de température et les pannes, avec enregistrement automatique
Thermostat de sécurité	
Enregistrement de données et d'événements	10 ans sur carte SD ; l'année dernière sur la mémoire Flash
Graphe de température	Un graphique personnalisable en temps réel toujours visible depuis la page d'accueil.
Connectivité	Port USB-SD-SIM avec accès frontal ; contact sec ; Port série RJ45
Type de réfrigération	À air pulsé, ventilé
Dégivrage	Automatique avec évaporation automatique de l'eau de condensation

Données techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Détails	
In accordance with	2006/42/CE, 2014/30/CE, 2014/35/CE, 2011/65/CE (RoHS), 2012/19/CE (RAEE) et modifications suivantes
Emballage	Carton lourd sur palette bois

Accessoires en option

- Serrure à clé numérique électrique
- Porte aveugle
- Roulettes avec frein
- Étagère supplémentaire
- Tiroir en aluminium extractible avec cloisons
- Façade en plexiglas pour tiroirs
- Tiroir coulissant en fil inox H mm 62
- Grille en fil d'acier inoxydable cm 14 x42 x 15 H (max 3 chaque étagère)
- Tiroir pour stupéfiants avec serrure H mm 100
- Piles de secours
- Bornier externe pour Ethernet/contact sec
- Moniteur numérique tactile Dmlp
- Conformité DIN 58345
- Prise interne
- Passage de câble mm 35 avec capuchon
- Passage de câble mm 15
- Capteur d'humidité
- Sonde PT100 (contacts libres)
- Stabilisateur de tension
- Module convertisseur 4-20mA
- Fréquence 60Hz
- 115V
- Paquet de caisse en bois

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/16141-armoire-refrigeree-medical-refrigerateur-fiocchetti-modele-medika-170-ect-f-touch-avec-3-clayettes.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Système d'alimentation du réfrigérateur	Electricité

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com