

**FICHE PRODUIT**

## Système mobile de collecte de plaquettes

Référence : SOC-22DHJI

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Système mobile de collecte de plaquettes

Pratique pour l'entretien et fiable sur la sécurité.

Le système de collecte de plasma est applicable à la collecte de plasma unique non vitro. L'ensemble du processus de collecte peut être automatiquement complété par un collecteur de plasma sous la surveillance de l'utilisateur.

Le système de collecte de plasma recueillera le sang du donneur directement et séparera le plasma du sang et renverra les autres composants sanguins au donneur. L'ensemble du processus de travail ne nécessite que l'utilisateur d'installer une ligne de collecte de plasma à usage unique et de définir chaque paramètre au début. Ensuite, le système terminera automatiquement le processus de collecte.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/16144-systeme-mobile-de-collecte-de-plaquettes.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com