

FICHE PRODUIT

Electrolyseur à électrodes Nickel

Référence : SOC-P5207

Points forts

- delais : 48 heures

Description du produit

Électrolyseur à électrodes Nickel

Cuve en matière plastique résistante (Ø 100 x 80 mm) avec socle large et stable.

Les électrodes de nickel sont montées sur bouchon en caoutchouc.

Raccordements électriques par douilles bananes de sécurité Ø 4 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/16145-electrolyseur-a-electrodes-nickel-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com