

FICHE PRODUIT



Réanimateur cardiopulmonaire (Auto RCP) portable modèle E6

Référence : SOC-0507E6

Points forts

- délais : 5 Jours

Description du produit

Réanimateur cardio-pulmonaire portable modèle E6

Avantages

- Dispositif piloté et contrôlé électroniquement.
- Par rapport à la RCP manuelle, moins d'interruptions (car pas de fatigue) ce qui rend le massage plus efficace.
- Taux et profondeur plus constants et augmentation du flux sanguin vers le cœur et le cerveau, plus grande chance de retour de la circulation spontanée.
- Facile à utiliser en une minute.
- Fonctionnement possible pendant la charge.

Spécificités

- Écran tactile couleur de 3,5 pouces interface claire et facile à utiliser
- Le rapport compression-ventilation est de 15:2, 30:2, compressions continues.
- Alimenté par batterie sans alimentation en gaz.
- Poids 8,9 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Applications

Soins d'urgence, transports intra-hospitaliers et extra-hospitaliers, unités de soins intensifs, monter ou descendre, transport vers et depuis l'ambulance.

En Option

- Surveillance sans fil à distance de la qualité de la réanimation
- Surveillance EtCO₂ en temps réel conforme aux dernières directives de réanimation de l'AHA et de l'ERC.
- Synchronisation avec le ventilateur 6000S d'AMOUL via Bluetooth

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/16146-reanimateur-cardio-pulmonaire-auto-rcp-portable-modele-e6.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- fiche technique
- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com