

FICHE PRODUIT

Pointe à filtre Multiguard 100 µl sur portoir à couvercle coiffant Multi - portoir de 96 pointes

Référence : SOC-36060

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pointe à filtre Multiguard 100 µl sur portoir à couvercle coiffant Multi - portoir de 96 pointes

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-a-filtre-long/16149-pointe-a-filtre-multiguard-100-l-sur-portoir-a-couvercle-coiffant-multi-portoir-de-96-pointes.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com