

**FICHE PRODUIT**



## Bande d'émulation à vapeur Type 6

Référence : SOC-35955

### Description du produit

Bandelettes indicatrices multi-variables - Type 6

Les bandelettes indicatrices de Type 6, d'une dimension de 25 mm x 60 mm avec une encre sensible à la chaleur et à la vapeur, sont imprimées sur du carton blanc, recouvert de film. Les signes indicateurs ont une forme triangulaire avec des coins arrondis, avec 3 éléments disposés par ligne. L'encre indicatrice prend une couleur de référence après un cycle complet effectif. Les bandelettes appartiennent à la catégorie de Type 6 selon la norme ISO 11140-1.

#### CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockez à max 35°C, dans un lieu sec et avec une HR max de 70%. Le produit a une durée de vie de 3 ans quand il est stocké dans les conditions recommandées. Aucune condition de stockage spéciale n'est nécessaire après la stérilisation.

Conditionnement: Boite de 250 bandes

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/emballages-et-indicateurs-de-sterilisation/16150-bande-d-emulation-a-vapeur-type-6.html>



**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com