

FICHE PRODUIT



GAINES GUSSET pour la stérilisation en autoclave ou à l'ETO

Référence : SOC-35876G

Description du produit

GAINES GUSSET pour la stérilisation en autoclave ou à l'ETO

Faites de film enduit PET 12/PP 40 vert et de papier blanc médical 60 g. Pour la stérilisation d'objets volumineux. Chaque gaine mesure 100 m.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/emballages-et-indicateurs-de-sterilisation/16151-gaines-gusset-pour-la-sterilisation-en-autoclave-ou-a-l-eto.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com