

FICHE PRODUIT

Armoire de stockage d'acides et alcalis forts Modèle BABC-28P

Référence : SOC-BABC28P

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Armoire de stockage d'acides et d'alcalis forts**Caractéristiques :**

- Conception de cadenas
- Étagères réglables
- Matériaux anti-corrosifs pour acides forts et alcalins
- Personnalisable

Paramètres techniques :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèle	BABC-28P
Capacité	28 gallon (105L)
Matériel	pp
Étagère réglable	2 pc
Porte	Double/Manuelle
Taille externe (L*P*H) mm	910*600*900
Taille de l'emballage (L*P*H) mm	995*685*1035
Poids brut	48kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-de-rangement/16156-armoire-de-stockage-d-acides-et-alkalis-forts-modele-babc-28p.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com