

FICHE PRODUIT



Lampe LED flexible sur pied Modèle Hepta LID

Référence : SOC-2507222

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'ampoules : Ampoules LED
- Type de fixation : Etau / étrier

Description du produit

DESCRIPTION

Lampe médicale polyvalente adaptée aussi bien au diagnostic qu'aux examens et aux soins médicaux.

Lampe sur pied roulant lesté et bras flexible facilement maniable grâce à sa poignée ergonomique pour un éclairage mobile et précis.

Eclairage LED puissant (60000 lux à 50 cm) et froid avec une température de couleur de 4500° Kelvins, indice de rendu des couleurs de 95/100 et intensité lumineuse de 980 lumens.

CARACTERISTIQUES

Lampe d'examen destinée à la **médecine générale et spécialisée** (dermatologie, podologie, gynécologie...).

Sa précision permet de réaliser les **examens médicaux** et la **petite chirurgie**.

Lampe **LED** qui offre plusieurs avantages :

- éclairage à la fois performant et confortable.
- lumière blanche circonscrite, homogène et **froide**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- économique, durée de vie très longue : 50 000 heures minimum.

Puissance de l'éclairage :

- à une distance de 30 cm -> 130000 LUX, diamètre éclairé de 10 cm.

- à une distance de 50 cm -> 60000 LUX, diamètre éclairé de 12 cm.

- à une distance de 100 cm -> 18000 LUX, diamètre éclairé de 20 cm.

Intensité lumineuse de 980 lumens.

Température de couleur : 4500° Kelvins avec un **Indice de Rendu des Couleurs (IRC)** de **95/100**.

Cette lampe est disponible **en option** avec un **interrupteur variateur** pour régler l'intensité lumineuse ou avec un **interrupteur sans contact, veuillez nous consulter**. Egalement disponible en coloris **noir sur demande**.

Dispositif médical de classe I, garanti 3 ans. Fabrication française.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/16162-lampe-led-flexible-sur-pied-modele-hepta-lid.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'ampoules	Ampoules LED
Type de fixation	Etau / étrier

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com