

**FICHE PRODUIT**

## ETUVE UNIVERSELLE 80 LITRES

Référence : SOC-6854731

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

## ETUVE UNIVERSELLE 80 LITRES

### DESCRIPTION

Etuve universelle à régulation analogique.

Convection naturelle de l'air.

Température Regulable de température ambiante +5 ° C à 250 ° C.

Analogique thermomètre avec le lecteur jusqu'à 250 ° C.

Construction extérieure en acier recouverte de résine époxy.

Construction intérieure: retour anneau de repos pour les étagères et la porte de tempête en acier inoxydable.

2 étagères intérieures en acier inoxydable hauteur réglable.

Homogénéité:  $\pm 2\%$ .

Stabilité:  $\pm 0,5\%$ .

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Capacité L: 80  
Dimensions extérieures LxPxH: 66x77x46 cm  
Dimensions intérieures LxPxH: 48x48x35 cm  
Watt: 1230  
Poids Kg: 49

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/16163-etuve-universelle-80-litres.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com