

FICHE PRODUIT



BOITE POUR EMBOLECTOMIE

Référence : SOC-245781

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

BOITE POUR EMBOLECTOMIE

DESCRIPTION

Boîte inox, 35 x 18 x 8 cm

Composition de la boîte

- 1 Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, courbe
- 1 Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, 1/2 courbe
- 1 Aiguille Reverdin, moyenne, 20 cm, très courbe
- 1 Ciseaux Metzembraum, droits, 18 cm
- 1 Ciseaux Metzembraum, courbes, 22 cm
- 6 Pince Halstead, 13 cm, droite, S/G
- 6 Pince Leriche, droite, S/G, 15 cm
- 6 Pince Leriche, courbe, S/G, 15 cm
- 1 Pince De Bakey, clamp pour coarctation, Droite, 20,5cm
- 1 Pince De Bakey, clamp pour coarctation, 22cm, coudée à 20°
- 1 Pince De Bakey, clamp pour anévrisme aorte, courbe, 26,5cm
- 1 Pince Dissection, A/G, fine, 20 cm
- 1 Pince Dissection DeBakey, mors Atraumatique, 1,5 mm x 15 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 Pince Dissection Debaquey, mors Atraumatique, 1,5 mm x 20 cm
- 1 Passe-fil Finochietto, 24 cm
- 1 Porte-aiguille, mors fins, tungstène, 23 cm
- 1 Pince clamp Bulldog, droite, 5 cm
- 1 Pince clamp Bulldog, courbe, 7 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/boites-composees/16164-boite-pour-embolectomie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com