

FICHE PRODUIT

Aspirateur VORTECO, Modèle AS-100/20LT

Référence : SOC-AS-10020

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Aspirateur VORTECO, Modèle AS-100/20LT

C'est le modèle de la série adapté à la fois aux urgences, à l'hôpital, à l'endoscopie, à l'ORL, à la trachéotomie, à la gynécologie, aux traitements endo-utérins, à la petite et moyenne chirurgie, aux petits blocs opératoires, etc.

Caractéristiques techniques:

- Classe CEI 60601-1 : I BF.
- Certificat CE (93/42+2007/47): CE0051 - nr. 187/MDD.
- Utilisation à durée illimitée (6 heures) / Bruit : moins de 50 dB.
- Alimentation/Absorption : 230V - monophasé, 50Hz/138VA.
- Groupe pompe à piston, sans entretien (vide max. 700 mmHg « 0.9atm, 0. 90 bar », débit : 20l/min, moteur : 1/5 CV).
- Caisse, anse et siège en métal peint pour les bouches, déjà préparés pour l'utilisation de bouches jetables (Ø de 9 à 12 cm).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Un (deux, sur demande) pot de collecte de 1 ou 2l. (2 l. pour la fonction endo-utérine) en polycarbonate incassable et autoclavable, avec dispositif interne de trop-plein et tubulure en silicone autoclavable (Ø mm 7x12).
- Interrupteur principal, régulateur de vide et dispositif de contrôle du vide (0-76 cm/Hg).
- Dimensions (largeur/profondeur/hauteur), poids : cm 33,5x30x25 - Kg 7,5.
 - Dimensions (largeur/profondeur/hauteur), poids avec chariot H5 : cm 50x50x85 - Kg 17,5

Remarques :

- Note 1) Il peut être équipé d'un filtre antibactérien jetable, qui fonctionne également comme dispositif de trop-plein supplémentaire ;
- Note 2) Pièces disponibles : dispositif de trop-plein externe, poignée-canules, boîte en acier inoxydable pour les accessoires.
- Note 3) Disponible également avec le modèle de chariot H5. Dans ce cas, l'unité n'a pas de siège pour l'utilisation des bouches de collecte (ils sont sur le chariot, et ils sont déjà préparés pour l'utilisation de bouches jetables de diam. de 9 à 16 cm également pour mur). L'ensemble est fixé sur le chariot.

Conformité et garantie**CE**

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/16167-aspirateur-vorteco-modele-as-100-20lt.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com