

FICHE PRODUIT

Pèse bébé mécanique à curseur et à poids coulissant

Référence : SOC-609746

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pèse bébé mécanique à curseur et à poids coulissant

Le Pèse-bébé mécanique à curseur et à poids coulissant est appareil simple et rapide à utiliser. Il est idéal pour la pesée quotidienne des bébés. Le nouveau plateau pour bébé est facile à monter et légèrement incurvé, il maintiendra le bébé bien en place. Des poids supplémentaires tels que les couches peuvent être déduits par l'utilisation de la fonction de tare manuelle.

Données techniques

Capacité - 16 kg

Diplôme - 10 g

Unités - kg

Dimensions du plateau pour bébé - 575 x 275 x 70 mm

Dimensions hors tout - 575 x 300 x 200 mm

Poids - 5,8 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-diagnostic-medical/16169-pese-bebe-mecanique-a-curseur-et-a-poids-coulissant.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com