

FICHE PRODUIT



Laveur hospitalier d'instruments modèle DS 900 / 15 paniers simple porte

Référence : SOC-DSN900

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Laveur hospitalier instruments DS 900 N / 15 paniers simple porte

Spécifications techniques

- Largeur: 900 mm Profondeur: 960 mm Hauteur: 1940 mm
- Porte abattante en acier inoxydable 316 L coulissante vers le bas
- Connexion électrique 400V/TRI/50 Hz - 26 KW
- Séchage par air forcé chauffé électriquement
- Filtre HEPA 14
- Chambre, bras de lavage et filtre interne en acier inoxydable 316 L.
- Chassis et panneaux d'habillage en acier inoxydable 304
- 2 pompes détergents avec débitmètres et détecteurs de niveaux
- Contrôle pression pompe de recirculation
- Détection automatique des modules de lavage
- Espace de stockage produits chimiques muni d'une porte verrouillable
- Panneaux d'habillage en acier inoxydable 304
- Ecran de contrôle 7"

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Port ethernet
- 20 programmes cycles standards prédéfinis + 20 cycles personnalisables
- Pièces détachées non captives disponibles dans le temps
- Garantie chaudronnerie (cuve): 15 ans

Accessoires en option :

- Disconnexion sur évacuation air
- Chariot de transfert à hauteur fixe T371
- Module de lavage 5 niveaux avec bras d'aspersion (4 niveaux supérieurs amovibles)
- Lumière dans la chambre
- Système de refroidissement condensats contrôlé par électrovanne
- Isolation phonique supplémentaire
- Supervision "SteelcoData View" permet de connecter jusqu'à 15 équipements Steelco sans plus-valeur financière
- Plus Value pour version 1S cycle rapide - 40 KW
- Condenseur vapeur
- Pompe Détergent supplémentaire avec détection de niveau
- Débitmètre pour pompe détergent
- Imprimante intégrée ST3

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-dispositifs-medicaux/16170-laveur-hospitalier-d-instruments-modele-ds-900-15-paniers-simple-porte.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com