


FICHE PRODUIT

Lampe examen, Modèle Silver-Star Sle-01

Référence : SOC-SLE-01

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Sa conception simple permet une manipulation facile lors des ajustements de la taille du bras.

La lampe est recouverte d'un plastique pouvant résister à une température maximale de 180°C tout en rendant une lumière parfaite.

Son réflecteur est composé de 24 couches optiques enduites. Il retient 90% de rayonnement infrarouge et reflète 100% de lumière naturelle.

CARACTERISTIQUES :

- * Ampoule : 55W / 24V / 50 / 60Hz
- * Alimentation : 110V, 220V ou 240V.
- * Dimensions de la lampe :
- * Diamètre de la lampe : 20 cm
- * Diamètre du réflecteur : 145 mm.
- * Intensité lumineuse : 800 mm de distance, environ 45.000 lux
- * Couleur de température: 4.000°K.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/1621-lampe-d-examen-modele-silver-star-sle-01.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com