

FICHE PRODUIT

Boîte de Roux en verre Pyrex, 1200 ml avec col excentré (10 pcs)

Référence : SOC-GW1200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Aucune description détaillée disponible pour ce produit.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/flacons-de-laboratoire/16215-boite-de-roux-en-verre-pyrex-1200-ml-avec-col-excentre.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com