

FICHE PRODUIT

Tensiomètre électronique au bras

Référence : SOC-YE660E

Points forts

- Type : Manobrassard

Description du produit

Tensiomètre électronique au bras - Modèle YE660E

Le tensiomètre **YE660E** est un appareil de mesure automatique conçu pour offrir des résultats précis et reproductibles lors du contrôle de la tension artérielle. Adapté aux particuliers comme aux professionnels de santé, il permet une utilisation simple et rapide grâce à sa technologie oscillométrique avancée et à son affichage lisible.

Doté d'une manchette confortable et d'un **grand écran digital**, il affiche simultanément la systolique, la diastolique et la fréquence cardiaque. Sa fonction de **détection des battements irréguliers (arythmie)** assure un suivi cardiovasculaire plus sûr, tandis que sa **mémoire intégrée** permet de stocker les mesures pour une analyse dans le temps.

Caractéristiques principales

- ☐ **Mesure automatique de la pression artérielle (SYS/DIA)** et du pouls
- ☐ **Technologie oscillométrique** pour une haute précision
- ☐ **Détection des irrégularités du rythme cardiaque**
- ☐ **Grand écran LCD facile à lire**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Mémoire des dernières mesures** pour un suivi régulier
- **Indicateur OMS** (classification des niveaux de tension selon l'Organisation Mondiale de la Santé)
- **Fonction arrêt automatique** pour économie d'énergie
- **Manipulation simple - adaptée à tous les utilisateurs**

Avantages

- Précision clinique adaptée au suivi de l'hypertension
- Utilisation intuitive, même pour les personnes âgées
- Manchette confortable pour un ajustement optimal
- Lecture claire et immédiate des résultats
- Format compact, idéal pour la maison, le cabinet ou les déplacements

Applications

- Surveillance quotidienne de la tension artérielle
- Suivi des patients hypertendus ou sous traitement
- Cabinets médicaux, infirmiers, hôpitaux
- Utilisation personnelle à domicile

Caractéristiques techniques

- **Type** : tensiomètre électronique au bras
- **Méthode de mesure** : oscillométrique
- **Affichage** : grand écran LCD
- **Taille de la manchette** : 22-32 cm (variable selon version)
- **Plage de mesure pression** : typiquement 0-300 mmHg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Précision** : ± 3 mmHg (pression) / ± 5 % (pouls)
- **Mémoire** : 30 à 90 mesures selon modèle
- **Alimentation** : piles AA
- **Arrêt automatique** : oui
- **Poids et dimensions** : compact et portable

Le tensiomètre YE660E est un tensiomètre numérique qui mesure la pression artérielle et la fréquence cardiaque dans la partie supérieure du bras. Il est doté de fonctionnalités intéressantes, dont la technologie Intellisense qui garantit des mesures de pression artérielle précises, rapides et pratiques.

CARACTERISTIQUES

Matériau : plastique.

Dimensions : 14 x 18 x 9 cm.

Alimentation : Utiliser batterie + chargeur.

Affichage : écran numérique LCD

Méthode de mesure : méthode de mesure ondulatoire visuelle

Plage de mesure :

Pression artérielle systolique (étage supérieur) : 60 ~ 230 mmHg (8,0 ~ 30,7 kPa)

Pression artérielle diastolique (stade inférieur) : 40 ~ 130 mmHg (5,3 ~ 17,3 kPa)

Fréquence cardiaque : 40-200 fois/minute.

Précision

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/auto-tensiometres-automatiques/16216-tensiometre-electronique-modele-ye660e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Type	Manobrassard

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com